



快速分析

8-11

香料过敏素的快速分析

组份: 苧烯、里哪醇、苯甲醇、2-辛炔酸甲酯、香茅醇、橙花醛、香叶醛、羟基香茅醇、丁子香酚、茴香醇、肉桂醇、 α -异甲基紫罗烯、异丁子香酚、香豆素、戊基肉桂醛、法呢醇、水杨酸苄酯、肉桂酸苄酯

色谱柱: MEGA-WAX FAST 5m x 0.10mm 0.10 μ m df

订货号: F-WAX-010-010-5

分析时间: 2 分钟

