



食用油分析

食用橄榄油中 15 种植物甾醇的分析

组份: 胆甾醇、 α -胆甾醇、24-甲基胆甾醇、菜油甾醇、菜油甾烷醇、豆甾醇、 β -谷甾醇、谷甾烷醇、 Δ -5-燕麦甾醇、 Δ -7-豆甾烯醇、 Δ -7-燕麦甾醇

色谱柱: MEGA-SE54 25m x 0.25mm 0.25um df

订货号: S-SE54-025-025-25

