



食品分析

3-8

酒精饮料中 22 种化合物的分析

组份：二乙醚、乙醛、丙酮、乙酸甲酯、甲醇、丁酮、异丙醇、乙醇、乙酸异丁酯、异丁醇、正丙醇、丁酸乙酯、巴豆醛、异丁醇、异戊醇、正戊醇、己醇、苯甲醛、苄醇、苯乙醇、邻苯二甲酸二乙酯

色谱柱：MEGA-WAX Spirit 50m x 0.32mm 0.5um df

订货号：C-WAXSP-032-050-50

